

## OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Zadanie

**1**

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Prześcórna endoskopowa jejunostomia z łącznikiem ENFit wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej CH9 i długości 105cm. Koniec dalszy zgłębnika – opatentowana spirala (2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm) – zakończony dwoma bocznymi otworami i wystającą poza zgłębnik kulką. Pętle te rozprostowują się po wprowadzeniu przewodnicy. Po usunięciu przewodnicy spirala pozwala przyjąć optymalne, stabilne ułożenie zgłębnika w jelicie cienkim.	4 szt.
2	Zestaw gastrostomijny ENFit zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Skład zestawu: - Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z: Znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie). Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą Końcówką pokrytą Hydromerem®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej. - Płytką zewnętrzną wykonaną z silikonu, służącą do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczającą przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta. - Niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. - Skalpel - Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem - Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika - Zacisk do regulacji przepływu - Łącznik do żywienia ENFit (CH 10 czarny, CH14 zielony, CH18 czerwony)	40 szt.

Z-GA KIEROWNIKA  
Apteki

mgr farm. Hanna Skłodowska